



Xiamen Boson BIOTECH Sars-Cov2 Ag
Antigenschnelltest



BOSON

In vitro Diagnostics

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card Selbstschnelltest



Key Facts:

- In Deutschland offiziell zugelassener Selbstschnelltest unter Aktenzeichen der Sonderzulassung des BfArM 5640-S-004/21.
- Siehe Link:

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html



BOSON

In vitro Diagnostics



Key Infos:

- Dieser SARS-CoV-2 Antigen Selbstschnelltest dient dem schnellen, qualitativen Nachweis von Antigen gegen SARS-CoV-2 in Nasenabstrichen bei COVID-19 Verdachtspersonen in den ersten sieben Tagen nach Auftreten von Symptomen.
- Einfache Anwendung: Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich.
- Gebrauchsanweisung in deutscher/französischer/italienischer Sprache.



BOSON

In vitro Diagnostics



Key Infos:

So funktioniert der Antigen-Schnelltest

Auf dem Teststreifen sind Antikörper fixiert, die auf ein Eiweiß des Coronavirus reagieren, das sogenannte Antigen. Enthält eine Probe das Antigen des Virus, binden die Antikörper daran. Dadurch wird ein Enzym aktiviert, das zu einer Farbveränderung führt. Auf dem Test zeigen sich bei den meisten Produkten ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest zwei Streifen, wenn er positiv ausfällt. Der Test kann damit den Erreger direkt nachweisen.

Unter folgendem Link findet sich ein Erklärungsvideo zum Selbsttest:

<https://www.youtube.com/watch?v=dLB4k-OKuZ4&feature=youtu.be>

